



Sensor de EEG RD SedLine®

Datos más completos para una imagen más completa



- > Nueva posición de la conexión sensor-cable que descansa cómodamente sobre la cabeza del paciente
- > Almohadillas suaves de hule espuma que no le causan molestias al paciente durante la colocación
- > Forma optimizada para permitir la colocación simultánea de sensores SedLine y O3™ de oximetría regional


Colocación del sensor



- Fácil identificación y rápida configuración, con conexión codificada por color

- Guía integrada para la colocación simultánea de sensores O3 de oximetría regional

Tecnología SedLine



- Cuatro canales simultáneos de formas de onda de EEG frontal

Especificaciones del sensor

Sitio de colocación	Frente
Canales activos	4
Electrodos activos	(R1, R2, L1, L2)
Electrodo de conexión a tierra	CB
Electrodo de referencia	CT
Duración de uso	24 horas
Contenido de látex	No contiene látex de caucho natural
Temperatura de almacenamiento	10-32 °C

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 462 7466
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

